



OraCleen

呵护声波电动牙刷说明书

Smile like you mean it!

使用产品前请阅读本说明并保留备用

| Hello, Teeth!
| 您好，我的用户！

我们是OraCleen

我们努力的方向就是改善您的口腔健康！

“民以食为天，食以齿为先。”牙齿健康是身体健康最为关键的要素之一，牙齿不好，会影响进食、咀嚼、呼吸和心脏等。而牙齿与口腔健康的关键是在日常生活中简单、持续性的保持良好的口腔卫生习惯。但长期以来这却被人们忽视，直到牙齿出现问题才会去想到看牙医。

2007年，世界卫生组织（WHO）制定的牙齿健康标准为：没有口腔颌面部的慢性疼痛，没有口腔癌，没有口腔溃疡，没有颌面部先天性畸形；无龋齿、无牙周病，无牙齿缺失，无任何影响健康的疾病及功能紊乱。根据第三次全国口腔健康流行病学调查报告显示，现阶段我国达到牙齿健康标准的人口不足1%。

爱芽科技期望能够通过“智能声波电动牙刷 + 指导教育（小程序与APP）+ 定制化的口腔护理方案”的方法，帮助用户真正对症的改善口腔健康，而不是通过误导和噱头获利。爱芽科技设计OraCleen智能声波电动牙刷的目标就是能够将多种口腔问题与健康护理方案整合在一起，让用户实现简单无缝的口腔护理体验与口腔医疗服务。

OraCleen，对症解决您的口腔问题！

- 或许你不知道，一些小小的习惯就能够给您的牙齿健康带来前所未有的改善。
- 感谢您选择了OraCleen呵护声波电动牙刷，但更重要的是您使用它的方法。
- 根据爱芽科技的统计，我们大多数人在刷牙时都太过用力了，而且刷的时间太短了！

每天至少2次清理

坚持刷牙是对牙齿最好的呵护，预防胜于治疗是牙医的共识。然而，据爱芽口腔实验室的数据调查结果显示，我们中50%的人一天都不能坚持2次刷牙。

正确的刷牙时间

刷牙的最佳时间是饭后。进食三分钟后牙垢中的变链菌开始释放酸性物质，牙齿上的钙物质随之溶解。所以您最好在进食后三分钟内就拿起OraCleen电动牙刷及时进行刷牙。

睡前最好再刷一次！

定期更换牙刷头很重要

保持良好的牙刷头更换习惯也是保证牙齿健康的必要条件，这不仅仅是一种卫生上的需要，牙刷头在使用一段时间后，很容易滋生各种细菌。然而80%的人不会定时更换牙刷或牙刷头。牙医建议至少3个月换一次牙刷头。

Healthy Habits

健康的习惯才是保证牙齿健康的关键！

早晚各一次


每天早餐后的刷牙非常重要，但是晚饭之后的刷牙更加重要。食物残渣和饮料会残留在牙齿上，3分钟之后就会分泌酸性物质侵蚀牙齿表面，而夜间随着唾液分泌减少，牙齿自洁力下降，更是牙菌斑生长的重要时间，因此一定要注意早晚各刷牙一次。

餐后护理

每次吃饭后，食物残渣都会成为牙菌斑的滋生地，大量的牙菌斑在分解食物时会产生分解物——酸。会侵蚀牙齿中的钙质、磷等成分，是造成龋齿的重要原因。OraCleen建议您每次餐后都进行刷牙，如果做不到这一点，可以采用牙线、漱口水或者嚼无糖口香糖的方法做餐后牙齿护理。

产品 Product

扫描包装封面的小程序，记录您的牙齿健康状况。OraCleen呵护声波电动牙刷小程序不仅可以提示您更换刷头时间，您还可以在线和口腔医生进行沟通，通过社群或许更多口腔护理与医疗心得与购买优惠。



打开OraCleen包装后，
您应该可以看到如下配件：
OraCleen（爱芽）电动牙刷 1 支
（内含呵护刷头1个）；
OraCleen（爱芽）充电底座 1 个；

OraCleen & 科技 如何使用比科技本身更重要。



开关按键

按下开关OraCleen呵护声波电动牙刷开始工作。在5秒中之内再次按动开关键，牙刷会切换档位。OraCleen呵护声波电动牙刷具有记忆功能，在切换到您需要的档位后，使用超过5秒中关机，那么下次打开使用电动牙刷时，牙刷会自动使用您上次选择档位工作。



日常保养

OraClean呵护声波电动牙刷是一款为改善牙齿健康而设计的电动牙刷，它方便携带，当您需要携带它陪同您外出时，您只需要将牙刷的刷帽盖上，装入您的洗漱包或化妆包即可。平时在家使用时，不用将牙刷刷帽盖上，保持牙刷头更好的干燥通风。




更换刷头

OraClean呵护声波电动牙刷更换刷头极为方便，你只需要左手握住刷柄，右手握住刷头，然后左手向左转动，右手向右转动。当牙刷头转动15度之后，刷头就可以轻易从手柄中取出了。安装过程同样简单，只需要侧对对准接头，然后插入反向转动15度即可。



豌豆大小的牙膏

您完全不用像电视广告中所演示的那样，挤上很长一段牙膏在牙刷上。根据牙医组织的指南要求，只需要将豌豆大小的牙膏涂抹在OraClean刷头上即可。OraClean呵护声波电动牙刷本身也比一般的牙刷头要小，牙膏覆盖内侧刷毛是刚刚好的使用量。



放到嘴中按动开关

将已经涂好牙膏的OraClean呵护声波电动牙刷放入嘴中，开开关OraClean便开始工作。您可以根据自己的口腔状况选择适合的档位（详见指南手册）。




定时充电

OraClean呵护声波电动牙刷每次充满电后大概可以工作40天左右的时间，牙刷红灯亮起时，就说明OraClean呵护声波电动牙刷的电能降低了，请及时将它放在充电底座上进行充电。


OraClean充电底座根据IPX 7级别防水设计，可以放置在水台旁边。但我们不建议您将其浸泡在水中。

维护与保养 Upkeep




1个月

水、牙膏和潮湿的盥洗室创造了一个非常容易滋生细菌的环境，因此我们建议您每使用一个月的时间就将牙刷头拔下来，清理刷头连接轴出的牙膏渍等。另外，请及时补充OraCleen的电能。



3个月

用一只手握住手柄，另一只手抓住刷头，垂直用力向上拔，将刷头从牙刷上拔下来换个全新的刷头吧。牙医建议，至少3个月换一次刷头。您可以使用“牙齿日记”小程序或APP记录您更换牙刷头的时间，小程序和APP会定时提醒您即时更换牙刷头。



6个月

您如果已经坚持使用了6个月OraCleen牙刷，我们非常鼓励您去牙医那里进行定期的检查。或者将您的牙齿档案更新到牙齿日记APP中，你一定会有惊喜的发现，您的牙齿更加健康了！

产品规格 Product Details

产品名称	OraCleen 声波电动牙刷
配套刷头	MS系列刷头
防水等级	IPX7级防水
马达转速	31000转/分钟
充电方式	无线感应式充电
工作电压	100V~240V AC
电池规格	环保锂离子电池 350毫安时
充电电流	60毫安-80毫安
充电时间	约12小时
工作时间	约40天（按照每天两次标准刷牙时间测试计算）

品名	数量
OraCleen 电动牙刷手柄	1
OraCleen 牙龈呵护刷头	1
OraCleen 无线充电底座	1
OraCleen 使用说明书	1

您在使用过程中遇到问题请联系我们!

客服电话：4000912581



OraCleen 微信服务号



OraCleen 牙齿日记小程序