Q-Box CO650 植物光合仪

名称: 植物光合仪 **型号:** Q-Box CO650 产地: 加拿大


用途: Q-Box CO650 植物光合仪是用于测量植物光合作用,呼吸作用和光呼吸的一套经济型的教学实验设备测量系统,主要应用于植物生理学和其他生态学科,测量参数包含羧化作用效率,CO2 补偿点,光化效率,光饱和曲线,CO2 饱和曲线等。

基本组成:



可选件:

电池组 4通道气体交换系统



技术规格:

二氧化碳分析仪	
工作原理	非扩散红外分析仪

气体采样模式	流动的气体,密封的样品室	
最大流速范围	650 毫升/分钟	
最大测量范围 (液晶显示)	0~1999 ppm	
模拟输出(低灵敏度)	0~2000 ppm	
模拟输出(高灵敏度)	0~500 ppm	
精度(正确的标定情况下)	优于±1 ppm	
重复性(稳定的压力和温度情况	优于±1 ppm	
下)		
最大漂移	±100 ppm/年	
反应时间	约 25 秒(在 250 毫升/分钟,95%的概率)	
预热时间	约 5 分钟(在 22℃)	
线性输出用于低灵敏度	0~5V DC 对应 0~2000 ppm	
线性输出用于高灵敏度	0~5V DC 对应 0~500 ppm	
标定调节	零点和区间	
工作温度范围	0~50℃	
存储温度范围	-40~+70°C	
工作压力范围	±1.5%当地平均气压	
工作湿度范围	5~90% RH,非冷凝(建议吸湿后的气体)	
压力相关性	+0.19%读数/mm Hg	
供电	12V DC 120V AC/60Hz 适配器	
电流需求	平均 125mA,峰值 450 mA	
尺寸	5.5~9.5×9.5×17 厘米(HxWxD)	
重量	1 公斤	
保修期	1年	
LED 光源		
类型	白色 LED 冷光源	
光照强度	1200 μmol quanta/m2/s PAR(叶片表面)	
流通叶室		
尺寸	高 3.0 厘米×宽 5.3 厘米×长 25.5 厘米	
重量	400 克	
体积	9 毫升	
材质	聚碳酸酯、钢和尼龙搭扣	
数据采集器		
传感器接口	3个模拟和2个数字	
通讯接口	全速 USB2.0	
最大采样速率	100000 个样/秒	

气流泵(3L/min 无负载)		
电源	直流 12V, 315mA	
最大压力	15PSIG	
尺寸 (h/w/d) cm	5. 5~9. 5/9. 5/17	
重量	900g	
流量计 (0-1L/min)		
电源	直流 12V, 500mA	
流率范围	1L/min	
工作环境	temp 5∼40°C, RH 0∼95%, Press <25 PSI	
重量	900g	
温湿度传感器		
电源	12V, 0. 1A	
相对湿度范围	0~100%, 2% 分辨率	
温度范围	5~60°C, 0.01°C 分辨率	
尺寸 (h/w/d) cm	5. 5~9. 5 * 9. 5 * 17	
重量	900g	

产地:加拿大